




Electrodes neutres




Remarques importantes

La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d'accessoires avec le plus grand soin. Néanmoins il n'est pas possible d'exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être évité auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue. Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.

Les données sur l'utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation permanente quant à la technique et au design.

Autres informations produit



Veillez lire la notice d'utilisation correspondante avant l'utilisation.

Électrochirurgie

Electrodes neutres

- 04 A usage unique avec languette de contact
- 05 A usage unique avec câble de raccordement
- 06 Réutilisable avec languette de contact

Electrodes neutres

A usage unique avec languette de contact

Erbe Nessy Ω, à deux zones, VIO, surface de contact de l'électrode 85 cm²



anneau équipotentiel 23 cm², sans câble de raccordement

No. 20193-082

= 50

30193-082



Erbe NESSY Plate 170, à deux zones, VIO, ICC, ACC, surface de contact 168 cm²



sans câble de raccordement


No. 20193-070

= 50

30193-080



Erbe NESSY Plate 70, à deux zones, VIO, ICC, ACC, surface de contact 72 cm²



sans câble de raccordement, pour enfants de 5 à 15 kg


No. 20193-071

= 50

30193-080



Erbe MONOPlate 40, à une seule zone, VIO, ICC, ACC, série T, surface de contact 40 cm²



sans câble de raccordement, pour enfants < 5kg

No. 20193-073

= 50

30193-080



Câbles de raccordement pour électrodes neutres	Longueur	Pièce	No.
Câble de raccordement pour électrodes neutres, VIO, ICC, ACC, série T, Standard, pour électrodes neutres avec languette de contact	4 m	1	20194-077 20194-078
	5 m	1	
Câble de raccordement pour électrodes neutres, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International, pour électrodes neutres à deux zones de contact avec languette de contact	4 m	1	20194-080 20194-087
	5 m	1	
Câble de raccordement pour électrodes neutres, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International, pour électrodes neutres à une zone de contact avec languette de contact	4 m	1	20194-079 20194-086
	5 m	1	

Electrodes neutres

A usage unique avec câble de raccordement

Erbe NESSY Ω , à deux zones, VIO, appareils non-Erbe, International



surface de contact 85 cm², anneau équipotentiel 23 cm²,
avec câble de raccordement 4 m


No. 20193-083

= 50

30193-082



Erbe NESSY Plate 170, à deux zones, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International



surface de contact 168 cm², avec câble de raccordement 3 m


No. 20193-074

= 50

30193-080



Erbe NESSY Plate 70, à deux zones, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International



surface de contact 72 cm², avec câble de raccordement 3 m,
pour enfants de 5 à 15 kg

No. 20193-075

= 50


30193-080



Electrodes neutres

Réutilisable avec languette de contact

NESSY® RePlate 200, surface de contact 194 cm², réutilisable, surveillance possible



No. 20193-090

= 1

max 95 °C

30193-088

NESSY® RePlate Fixation, longueur 82 cm



No. 20193-091

= 1

max 95 °C

30193-088

Spray pour contact/Signaspray®, pour NESSY® RePlate



No. 20193-092

= 1

D181820

Câbles de raccordement pour électrodes neutres	Longueur	Pièce	No.
Câble de raccordement pour électrodes neutres, VIO, ICC, ACC, série T, Standard, pour électrodes neutres avec languette de contact	4 m	1	20194-077 20194-078
	5 m	1	
Câble de raccordement pour électrodes neutres, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International, pour électrodes neutres à deux zones de contact avec languette de contact	4 m	1	20194-080 20194-087
	5 m	1	



Electrodes neutres

Réutilisable avec languette de contact

NESSY® RePlate kit I, réutilisable, avec fixation et spray pour contact



No. 20193-093

= 1

max 95 °C

30193-088

NESSY® RePlate kit II, réutilisable, avec fixation



No. 20193-094

= 1

max 95 °C

30193-088

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com