

No: 20191-335



Coagulatie-elektrode

Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	2 mm
Lengte	110 mm

Basisfeatures

Vorm / model	Punt gehoekt 90°
--------------	------------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C
Wegwerpproduct	ja

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4 kVp
Verpakkingseenheid	5 Stuk