

No: 20150-026

Applicator, gebogen

• Suitable for laparoscopy, or also TEM-ESD.



Afmetingen en gewicht

Maten	ø 5,0 mm
Lengte	336 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gebogen
--------------	---------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Steriel verpakt	EO
Wegwerpproduct	ja

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
--------------------	--------