

No: 20420-013

Cryosondepunt



Afmetingen en gewicht

Maten \varnothing 9,5 mm

Basisfeatures

Vorm / model ovaal

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging max 95 °C

Sterilisatie in de autoclaaf max 134 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG IIa

Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1

Type volgens EN 60 601-1

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid 1 Stuk