

No: 20420-013

## Cryosondepunt



### Afmetingen en gewicht

Maten  $\varnothing$  9,5 mm

### Basisfeatures

Vorm / model ovaal

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging max 95 °C

Sterilisatie in de autoclaaf max 134 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG IIa

Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1

Type volgens EN 60 601-1

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid 1 Stuk