

No: 20420-013

Cryosondepunt



Afmetingen en gewicht	
Maten	ø 9,5 mm
Basisfeatures	
Vorm / model	ovaal
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIa
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	1 Stuk