

No: 21191-180

Klein chirurgie-instrumentarium, \varnothing 2,4



Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	2.4 mm
-----------------	--------

Basisfeatures

Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp