

No: 21191-361

Spatelektrode



Afmetingen en gewicht

Maten	2,3 x 19 mm
Schachtdiameter	2.4 mm
Lengte	45 mm

Basisfeatures

Vorm / model	recht
Kleur	blauw

Oppervlak

Isolatie	geïsoleerd
----------	------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Steriel verpakt	E0
Wegwerpproduct	ja

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	20 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp