

No: 20195-546

## Bipolaire pincet PREMIUM, bajonet

- Geringe weefseladhesie door hoog warmtegeleidend vermogen
- Duurzaam instrument door hoogwaardige legering
- Nauwkeurige coagulatie door zeer fijne puntgeometrie
- Stevig beetpakken van het weefsel door opgeruwd grijpvlak
- Snellere intraoperatieve reiniging
- Goed zicht op het operatieveld vanwege geringe lichtreflecties (bijv. bij het prepareren onder de microscoop)



### Afmetingen en gewicht

|        |                  |
|--------|------------------|
| Punt   | Punt 1 mm, stomp |
| Lengte | 230 mm           |

### Basisfeatures

|              |         |
|--------------|---------|
| Vorm / model | bajonet |
|--------------|---------|

### Oppervlak

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vaatoppervlakken | geruwd |
|------------------|--------|

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Machinale reiniging          | max 95 °C  |
| Sterilisatie in de autoclaaf | max 138 °C |

### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Classificering volgens 93/42 EEG       | IIb |
| Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1 |     |
| Type volgens EN 60 601-1               |     |

### Verdere productaanwijzingen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Verpakkingseenheid        | 1 Stuk  |
| Maximale bedrijfsspanning | 0.5 kVp |