

No: 20195-241

## ERGO schachtbuis voor BiClamp<sup>®</sup> E LAP-tangen



### Afmetingen en gewicht

Naaldlengte	340 mm
-------------	--------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	Ila
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
--------------------	--------