



No: 20195-039

## Bipolaire pincet Classic, recht

### Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 1 mm, stomp
Lengte	165 mm
Vaatlengte	10 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	recht
--------------	-------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk