

No: 20321-028

## Chirurgiehandgreep met 2 toetsen



### Afmetingen en gewicht

Kabellengte met aansluitkabel 3 m

### Basisfeatures

Compatibiliteit VIO, ICC, ACC

Aansluiting Internationaal

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Steriel verpakt EO

Wegwerpproduct ja

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG IIb

Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1

Type volgens EN 60 601-1

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid 25 Stuk

Maximale bedrijfsspanning 4.5 kVp