

No: 20195-146

Inzetstuk voor BiClamp LAP-tang Maryland



Afmetingen en gewicht

Naaldlengte	340 mm
Schachtdiameter	5 mm
Lengte	340 mm

Basisfeatures

Vorm / model	Maryland
--------------	----------

Oppervlak

Vaatoppervlakken	halfdiep
Coating	met antihechlaag

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.25 kVp