

No: 21196-118

Bipolaire kabel



Afmetingen en gewicht

Kabellengte	{4,50 m}
-------------	----------

Basisfeatures

Compatibiliteit	{für STORZ-Resektoskope}
Aansluiting	{MF-U-Stecker}

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	1 kVp