

No: 21191-169



## Naaldelektrode

- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}
- {Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft}

### Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	2.4 mm
Lengte	115 mm
Maten	ø 0,8 x 15 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	recht
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

### Oppervlak

Isolatie	geïsoleerd
----------	------------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp