

No: 21191-167



Wolfram luselektrode

- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}
- {Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft}

Afmetingen en gewicht

| | |
|-----------------|----------|
| Schachtdiameter | 2.4 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Maten | 5 x 5 mm |

Basisfeatures

| | |
|-----------------|---------------|
| Vorm / model | recht |
| Compatibiliteit | VIO, ICC, ACC |
| Flexibiliteit | star |
| Kleur | zwart |

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

| | |
|------------------------------|------------|
| Machinale reiniging | max 95 °C |
| Sterilisatie in de autoclaaf | max 138 °C |

Normen

| | |
|--|-----|
| Classificering volgens 93/42 EEG | IIb |
| Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1 | |
| Type volgens EN 60 601-1 | |

Verdere productaanwijzingen

| | |
|---------------------------|---------|
| Verpakkingseenheid | 1 Stuk |
| Maximale bedrijfsspanning | 1.5 kVp |