

No: 21195-240

Greepgedeelte voor BiClamp[®] E LAP-tangen



Afmetingen en gewicht

Kabellengte met aansluitkabel 4 m

Basisfeatures

Aansluiting {MF-2-Stecker}

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging max 95 °C

Sterilisatie in de autoclaaf max 138 °C

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid 1 Stuk

Maximale bedrijfsspanning 0.25 kVp