

No: 21196-115

Bipolaire kabel



Afmetingen en gewicht

Kabellengte	{4,50 m}
-------------	----------

Basisfeatures

Compatibiliteit	{für OLYMPUS Resektoskope}
-----------------	----------------------------

Aansluiting	{MF-U-Stecker}
-------------	----------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
---------------------	-----------

Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
------------------------------	------------

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I
----------------------------------	---

Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
--	--

Type volgens EN 60 601-1	
--------------------------	--

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
--------------------	--------

Maximale bedrijfsspanning	1 kVp
---------------------------	-------