

No: 20195-559

Bipolaire pincet PREMIUM, bajonet



Afmetingen en gewicht	
Punt	Punt 2 mm, stomp
Lengte	170 mm
Basisfeatures	
Vorm / model	bajonet
Oppervlak	
Vaatoppervlakken	geruwd
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp