

No: 21191-068

Naaldelektrode

- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}
- {Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft}



Afmetingen en gewicht

Maten	ø 0,8 x 22 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	40 mm

Basisfeatures

Vorm / model	recht
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

Oppervlak

Isolatie	geïsoleerd
----------	------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp