

No: 21191-081

Groot chirurgie-instrumentarium, \varnothing 4 mm



- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}

Afmetingen en gewicht	
Schachtdiameter	4 mm
Basisfeatures	
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Kleur	zwart
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp