

No: 21191-061

Spatelelektrode

- Beschikbaar in diverse vormen en maten
- Voor gebruik in alle open chirurgische disciplines



Afmetingen en gewicht

Maten	2,3 x 19 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	45 mm

Basisfeatures

Vorm / model	recht
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

Oppervlak

Isolatie	geïsoleerd
----------	------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp