

No: 21191-020

## Naaldelektrode

- Beschikbaar in diverse vormen en maten
- Voor gebruik in alle open chirurgische disciplines



### Afmetingen en gewicht

Maten	∅ 0,8 x 15 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	120 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	recht
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp