

No: 21191-008

Meselektrode



- Beschikbaar in diverse vormen en maten
- Voor gebruik in alle open chirurgische disciplines

Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	4 mm
Lengte	30 mm
Maten	1,5 x 17 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gebogen
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp