

No: 21191-015

## Naaldelektrode



- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}

### Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	4 mm
Lengte	35 mm
Maten	ø 0,8 x 20 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	gebogen
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I Ib
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp