

No: 20195-058

Bipolaire pincet Classic, gehoekt



Afmetingen en gewicht

| | |
|------------|--------------------|
| Punt | Punt 2,2 mm, stomp |
| Lengte | 190 mm |
| Vaatlengte | 8 mm |

Basisfeatures

| | |
|--------------|---------|
| Vorm / model | gehoekt |
|--------------|---------|

Oppervlak

| | |
|------------------|-------------|
| Vaatoppervlakken | {geriffelt} |
|------------------|-------------|

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

| | |
|------------------------------|------------|
| Machinale reiniging | max 95 °C |
| Sterilisatie in de autoclaaf | max 134 °C |

Normen

| | |
|--|------|
| Classificering volgens 93/42 EEG | I Ib |
| Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1 | |
| Type volgens EN 60 601-1 | |

Verdere productaanwijzingen

| | |
|---------------------------|---------|
| Maximale bedrijfsspanning | 0.5 kVp |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuk |