

No: 20195-020



Bipolaire pincet Classic, recht

Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 0,5 mm, fijn
Lengte	105 mm
Vaatlengte	6 mm

Basisfeatures

Vorm / model	recht
--------------	-------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.3 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk