

No: 20195-026

Bipolaire pincet Classic, bajonet



Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 1,2 mm, stomp
Lengte	190 mm
Vaatlengte	5 mm

Basisfeatures

Vorm / model	{bajonett, nach oben gewinkelt}
--------------	---------------------------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk