

No: 20195-225

Bipolare E LAP-tang



Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	5 mm
Lengte	340 mm

Basisfeatures

Vorm / model	Maryland
Aansluiting	Standaard (BI 8/4)

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.25 kVp