


No: 20191-002

Sterilisatie-inzetstuk voor 16 elektroden



- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}

Afmetingen en gewicht

Maten	100 x 17 x 67 mm
Schachtdiameter	4 mm

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1
Type volgens EN 60 601-1

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
--------------------	--------