

No: 21191-117

Wolfram naaldelektrode



- Beschikbaar in diverse vormen en maten
- Voor gebruik in alle open chirurgische disciplines

Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	2.4 mm
Lengte	35 mm
Maten	ø 0,5 x 3 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gebogen
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

Oppervlak

Isolatie	geïsoleerd
----------	------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	1 kVp