

No: 20195-493

Bipolaire pincet Classic, gehoekt



Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 1 mm, stomp
Lengte	165 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gehoekt
--------------	---------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp