

No: 20195-492

Bipolaire pincet Classic, gehoekt



Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 2 mm, stomp
Lengte	190 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gehoekt
--------------	---------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I Ib
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp