

No: 10134-000

## APC 2: Argon-Plasma-Coagulatie



- "Non-contact-methode", instrumentpunten blijven niet plakken
- Effectieve, gelijkmatige oppervlaktecoagulatie, voor een gelijkmatige bloedstelping en devitalisering
- Beter doseerbaar, daardoor veilig in het gebruik
- Minimale carbonisatie en rookvorming, minimale geuroverlast
- Complicatiearme, veilige methode

### Afmetingen en gewicht

Breedte x Hoogte x Diepte	410 x 80 x 370 mm
Gewicht	4,8 kg

### Gasvoorziening

Gassoort	Argon 4.8 (99.998 %)
----------	----------------------

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
--------------------	--------

### Normen

Classificering volgens 93 / 42 EEG	IIb
Type volgens EN 60 601-1	CF
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	